

Kilepude dobbelt

Puden gør det muligt at lejre en specifik kropsdel. Materialefyldet sikrer, at puden holder formen, så det er muligt at opnå en total aflastning af hælene i forbindelse med forebyggelse af tryksår. Udformningen og materialet er både stabilt og formbart. Så arm eller læg aflastes ned i materialet, og hulrummene mellem kropsdel og underlag/madras udfyldes. Dette for at skabe størst mulig trykfordeling, samtidig med at vinklen bibeholdes.

Dette gør, at puden ligeledes er velegnet til lejring af frakturer i arme eller ben. I forbindelse med operationer, hvor arme og underben skal lejres i en præcis position.

Stabiliteten i puderne gør dem ligeledes egnede til lejring af arme eller ben med nedsat tonus med henblik på alignment og forebyggelse af fejlstillinger.

Puden er en del af vores specialiserede puder, som vi ofte anvender hos børn/unge med CP.



Længde	30 cm
Bredde	20 cm
Højde	2-10 cm
Vægt	0,86 kg

Varenummer	NTG22
HMI nr	

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-22