

Stabilisator small

Puden har et hav af anvendelsesmuligheder. Den er let at benytte til udfyldelse af hulrum i forbindelse med fejlstillinger og kontrakturer, som ikke kan rettes op, men som behøver understøttelse for at opnå en mere ensartet vægtfordeling og trykaflasting. I løbet af natten, hvor repositionering er nødvendigt, kan puden sikre små, men vigtige stillingsskift.

Puden er god som stabilisator sammen med Make Rehabs øvrige positioneringspuder.



Længde	34 cm
Bredde	20 cm
Højde	8 cm
Vægt	0,3 kg

Varenummer	NTG08
HMI nr	129938

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-08