

# Halvcirkel ørepude Junior

Puden kan bruges i rygliggende eller i sideliggende lejring. I sideliggende kan den forhindre tryk på øret, samtidig med at den stabiliserer hovedet. Udformningen skaber ligeledes mulighed for at benytte puden til fritlægning af et mindre område, særligt udsatte knoglefremspring, sonder eller pumper, og samtidig fordeles trykket omkring det udsatte område.

*Pudens fyld er støjsvagt, hvilket er en fordel for lydsensitive børn og unge.*



*Halvcirkel ørepude med jerseybetræk*



Længde	35 cm
Bredde	14 cm
Højde	6 cm
Hul	7 x 7 cm
Vægt	0,25 kg

Varenummer	NTG54
HMI nr	134322

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-54