

H-pude Junior

H-puden er specielt egnet til lejring af ben i sideliggende stilling. Den kan bruges til at korrigere adduktion og tonus af UE med fokus på alignment. Desuden er puden anvendelig i rygliggende stilling til at forebygge abduktion af UE og sikre, at hælene er fri af underlaget, hvis der er risiko for udvikling af tryksår.

Kan også bruges under knæene, når barnet sidder i sengen.



Længde	35 cm
Bredde	20 cm
Højde	15 cm
Vægt	0,6 kg

Varenummer	NTG64
HMI nr	134325

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-64