

# Skødepude large

Puden har mange anvendelses- og kombinationsmuligheder. Den kan benyttes i skødet med henblik på aflastning af underarme, SI-stimulation samt ved siddende aktiviteter i seng eller stol.

Pudens tyngde giver ro og afgrænsning. Ved mindre personer kan puden anvendes som stabilisator af bækkenet. Dette med henblik på at skabe symmetri og alignment hos benamputerede eller apopleksi patienter i forhold til tonusregulering.

Puden kan desuden bruges som nakkepude med henblik på at skabe en stabil lejrning hos personer med nedsat hovedkontrol. Samt i forbindelse med dræn, ventiler eller frakturer i nakke/halsområdet.

*Derudover er puden anvendelig til understøttelse af thorax i bugleje, suppleret med Hoved stabilisator small eller large varenummer NTG08 eller NTG09 eller Bogstøtte puden varenummer NTG10.*



Længde	60 cm	<b>Indermål:</b>	
Bredde	60 cm	fleksibelt	38-48 cm
Højde	10 cm		
		Vægt	1,5 kg

Varenummer	NTG06
HMI nr	129926