


Bogstøtte pude

Pudens udformning giver mange anvendelsesmuligheder og kan sammenlignes med en bogstøtte, der skaber stabilitet, hvor der må være ustabilitet.

Bogstøtte puden kan benyttes som stabilisatorpude i sideleje, enten i kombination med Søhest puden varenummer NTG01 eller Flexo pude varenummer NTG17. Den kan benyttes til at understøtte albueled og underarm ved bugleje. Eller som let lænde/rygstøtte pude i sideleje til mennesker

med nedsat balance-trunkus stabilitet. Puden udmærker sig også til mennesker med nedsat hovedkontrol, som kræver en stabil understøttelse. Dette for at hindre fejlsynkning.

Den kan også med fordel anvendes til at understøtte et knæ, præ- og postoperative indgreb eller i forbindelse med fraktur i lårben eller underben. I den situation skal den kombineres med enten Læg/slope pude varenummer NTG14 eller Cylinder puden varenummer NTG11.



Længde	30 cm
Bredde	30 cm
Højde	30 cm
Vægt	1,2 kg

Varenummer	NTG10
HMI nr	129961