

# Læg/slope pude

Læg/slope pudens form er med til at forebygge fejlstillinger som adduktion og abduktion omkring knæ. Den kan med fordel anvendes sammen med Skøde pude small varenummer NTG05, Skøde pude large varenummer NTG06 eller U-pude med slope varenummer NTG02. På den måde forebygges fejlstillingen fra bækkenet, som altid er det primære udgangspunkt for fejlstillinger.

Desuden kan puden benyttes i tilfælde hvor sengens knæknæk ikke matcher menneskets anatomi. I disse tilfælde i kombination med Hoved stabilisator large varenummer NTG09 eller Cylinder pude varenummer NTG11, hvis der er begyndende tegn på fejlstillinger i fodled, også kaldet dropfødder.



Længde	60 cm
Bredde	40 cm
Kilens mål	5-26 cm
Vægt	3,2 kg

Varenummer	NTG14
HMI nr	129987