

Hoved stabilisator small

Puden sikrer små, men vigtige stillingsskift. Puden har et hav af anvendelsesmuligheder. Den kan nemt benyttes til udfyldelse af hulrum i forbindelse med fejlstillinger og kontrakturer. Den kan også benyttes til at skabe lændesvaj ved tendens til bagud roteret bækken, hvilket skaber en bedre siddende stilling i seng og stol.

Puden er meget anvendelig til understøttelse af løst væv og kan benyttes som stabilisator sammen med Make Rehabs øvrige positioneringspuder.



Længde	34 cm
Bredde	20 cm
Højde	8 cm
Vægt	0,3 kg

Varenummer	NTG08
HMI nr	129938

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-08